

CARACTERÍSTICAS:

- ✓ Método de pruebas: 1 Punto Final, 2 Puntos Finales (Muestra de Blanco), Cinético, Tiempo Fijo, Turbidimetría, Absorbancia, Multi estándar.
- ✓ Software potente en español basado en Linux.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

MÉTODO DE PRUEBA

1 Punto Final
2 Puntos finales (muestra de blanco)
Cinético
Tiempo Fijo
Turbidimetría
Absorbancia
Bicromático, longitud de onda dual

MODOS DE CALIBRACIÓN

1 Punto Lineal
2 Puntos Lineal
Multi Punto Lineal
Gráfico de Líneas
Logit-Log 3P
Logit-Log 4P
Logit-Log 5P
Exponencial
Spline
Parábola

			
Filtros de Procedencia EE.UU:	Fuente de Luz PHILIPS:	Memoria RAM	Memoria Interna
Alta Calidad	Larga Duración	CPU: ARM Cortex-A8	256 Mb
Absorbancia más precisa		720M hz	300 Programas
Libre de mantenimiento			200 000 resultados.



SISTEMA ÓPTICO:

Óptica: 7 filtros estándares: 340nm, 405nm, 450nm, 505nm, 546nm, 578nm, 630nm. (Opcional, 2 espacios más)

Lámpara: Halógena de Tungsteno de larga duración (6V/10W), función de apagado automático

Pantalla: 7.0" TFT LCD con pantalla táctil, 800 x 480 píxeles.

Muestra en tiempo real la curva de reacción.

Temperatura de la celda: 25, 30, 37°C y temperatura ambiente. Medición con elementos Peltier.

Capacidad de la celda & paso óptico: 32µl, 10mm

Se puede seleccionar entre celda de flujo y cubeta.

Resolución: 0.0001 Abs.

Rango Fotométrico: 0.0000 ~ 4.0000 Abs.

CPU: ARM Cortex-A8, 720M Hz.

Compatible con sistema LIS

Memoria RAM: DDR2 SDRAM; 1G bit.

Memoria Interna: 256 MB;

Almacena 300 programas y 200,000 resultados con información de paciente editable

Almacenamiento de control de calidad y resultados estándar

Control de Calidad: Gráfico de Lew-Jennings usando la regla de Westgard y Dibujo automático de figuras de control de calidad.

Interface: 4 puertos USB (para teclado, mouse, impresora externa, memoria USB, Lector de código de barras, etc.)

Impresora: Térmica Incorporada, para papel de 57 mm

Temperatura de trabajo: 10°C ~ 30°C; Humedad Relativa: 30% ~ 80%

Alimentación: 100V ~ 240V AC, 50/60 Hz.

Dimensión: 400 x 300 x 160 mm