

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- ✓ Clase de dispositivo: Dispositivo médico Clase II (Directiva de dispositivos médicos no 93/42 / CEE).
- ✓ Tipo: Eléctrico.
- ✓ Aplicaciones: Para sistema de drenaje, de fluidos biológicos.
- ✓ Configuración: Portátil.
- ✓ Motor: Bomba de pistón sin aceite y sin mantenimiento.
- ✓ Potencia: 0,18 kVA (0,24 hp).
- ✓ Presión: Máx.: 0,75 bar (10,88 psi) – Mín.: 0 bar (0 psi).
- ✓ Clasificación ISO 10079-1: Alto vacío / bajo flujo de aire.
- ✓ Clasificación IP: IP 20.
- ✓ Voltaje y Frecuencia: AC 200-240V $\pm$ 10% – 50Hz $\pm$ 2%.
- ✓ Consumo de Energía: 184VA 5.
- ✓ Fusible: F 1 x 1.6AL 250 V.
- ✓ Caudal de aire libre máximo: 15 l / min.
- ✓ Límite máx. presión de vacío (sin jarra): -0.75bar -75kPa -563mmHg.
- ✓ Ruido: $\leq$ 55dB (A).
- ✓ Recipiente de recolección de líquidos: 1000 ml.
- ✓ Peso: 2,41 kg.
- ✓ Dimensiones: 240 x 190 x 130 mm.
- ✓ Sistema de operación: Operación continua.
- ✓ Fabricada en: Turquía.
- ✓ Nombre comercial: Aspirador portátil armoline.

