

CARACTERISTICAS GENERALES:

NEW ASKIR 30 es una aspiradora eléctrica para aspiración de fluidos corporales, aspiración oral, nasal y traqueal en adultos y niños. Adecuado para la aplicación en cirugía pequeña, en pacientes traqueotomizados y en tratamientos postoperatorios en el hogar, gracias a la alta potencia del compresor y al rendimiento de succión que ofrece, el dispositivo también se puede utilizar en maniobras de gastroenterología y obstetricia. Su tamaño, la cómoda asa de transporte y la extrema facilidad de uso lo hacen adecuado para su uso en el ambulatorio, en la sala / hospital y para los tratamientos de atención domiciliaria para los cuales el dispositivo ha sido específicamente certificado en Cumplimiento de la norma EN 60601-1-11 "Uso en el área de atención domiciliaria".

Equipado con un manómetro de vacío (mmHg y kPa) y un regulador de vacío, el dispositivo está disponible con un sistema de recolección autoclavable o desechable de 1 o 2 litros.

- ✓ 1 bote de 1000 ml (bote de polycarbonato autoajustable de 1000 ml).
- ✓ Vaso de succión con sistema de rebose.
- ✓ Juego de tubos de silicona 6x10mm (autoclavable) + conexión cónica Con 8-9-10mm.
- ✓ Filtro antibacteriano e hidrofóbico (paciente único).
- ✓ Sonda de succión CH20.
- ✓ Cable de alimentación con enchufe shuko.

USOS:

- ✓ Cirugía general.
- ✓ Endoscopia.
- ✓ Obstetricia
- ✓ Gastroenterología
- ✓ Departamento / Carril
- ✓ Cuidado en el hogar.
- ✓ Veterinario.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- ✓ Motor: Bomba de pistón seco.
- ✓ Poder: 230V-50 Hz.
- ✓ Clasificación: ISO 10079-1 Alto vacío / Alto flujo.
- ✓ Succión máxima (ajustable): -0,80 Bar -80kPa – 600 mmHg.
- ✓ Ruido: 60,5 dB.
- ✓ Flujo libre de aire: 40L/min.
- ✓ Consumo de energía: 110 VA.
- ✓ Fusible: 1 xF1.6 A 250 V.
- ✓ Operación: continuo.
- ✓ Grado de protección: IP21.
- ✓ Peso: 3.60 Kg.
- ✓ Dimensiones: 35 x 21 x 18 cm.

Nombre comercial: Aspirador de uso continuo.

