

CARACTERISTICAS GENERALES:

New Aspiret es una aspiradora eléctrica adecuada para la aspiración de fluidos corporales, aspiración oral, nasal y traqueal en adultos y niños. Adecuado para su aplicación en cirugía pequeña en pacientes traqueotomizados y tratamientos post-operatorios en el hogar, su tamaño compacto y su extrema facilidad de uso lo hacen adecuado para su uso en el ambulatorio, en la sala / sala de hospital y para tratamientos en el servicio de asistencia domiciliaria para el que se ha certificado específicamente el dispositivo de conformidad con la norma EN 60601-1-11 “uso en entornos domésticos”.

Equipado con un manómetro de vacío (mmHg y kPa) y un regulador de vacío, el aspirador está disponible con un sistema de recolección autoclavable o desechable de 1 o 2 litros.

- ✓ Vaso de succión con sistema de rebose.
- ✓ 1 jarra 1000 ml (bote de polycarbonato autoclavable de 1000 ml).
- ✓ Juego de tubos de silicona 6x10mm (autoclavable) + conexión cónica Con 8-9-10mm.
- ✓ Filtro antibacteriano e hidrofóbico (paciente único).
- ✓ Sonda de succión CH20.
- ✓ Cable de alimentación con enchufe shuko.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- ✓ Motor: Bomba de pistón seco
- ✓ Fuente de alimentación estándar 230 V-50 Hz
- ✓ Clasificación: ISO 10079-1 Alto vacío / bajo flujo
- ✓ Flujo de aire libre: 15 l / min
- ✓ Succión ajustable: -0.75bar -75kPa -563mmHg
- ✓ Ruido: 59.6 dB
- ✓ Consumo de energía: 184 VA
- ✓ Fusible: 1 x F1.6 A 250 V
- ✓ Operación: continuo
- ✓ Peso: 2,2 kg.
- ✓ Dimensiones: 25x19x16 cm.
- ✓ Grado de protección: IP21.
- ✓ Nombre comercial: Aspirador portátil.

