

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- ✓ Modelo: AL-03.
- ✓ Clase de electricidad: Clase II.
- ✓ EN ISO 10079-1: (Directiva sobre dispositivos médicos 93/42/EEC) Alto vado / alto flujo.
- ✓ Índice máximo de flujo de aire: 30 litros x minuto.
- ✓ Voltaje y frecuencia: AC 200-240V / 50-60 Hz.
- ✓ Energía de entrada: 180 VA.
- ✓ Segura: FI x 1.6 AL 250 V.
- ✓ Límite máximo de presión de vacío (sin jarra): -0.75 bar -75kPa -563 mmHg.
- ✓ Volumen: ≤ 55 dB (A).
- ✓ Tarro de recolección de líquidos: 1000 ml.
- ✓ Peso: 2.50 kg.
- ✓ Tamaño: 320 x 230 x 195 mm.
- ✓ Peso de la caja del producto: 3.50 kg.
- ✓ Tamaño de la caja del producto: 330 x 230 x 195 mm.
- ✓ Peso exterior de la caja de cartón: 15.00 kg.
- ✓ Dimensiones de la caja de cartón exterior: 530x470x350 mm.
- ✓ Sistema de trabajo: Operación continua.
- ✓ Humedad relativa de funcionamiento: 30% a 80%.
- ✓ Presión atmosférica de funcionamiento: Entre 86 kPa – 106kPa.
- ✓ Tipo de pieza aplicada: Tipo BF.
- ✓ Clase de protección contra polvo o líquidos: IP 20.
- ✓ Vida del producto: 10 años.
- ✓ Nombre comercial: Aspirador portátil.

