

CARACTERISTICAS GENERALES:

Aspirador quirúrgico modelo New HOSPIVAC 350 con 2 vasos autoclavables de 2000 ML cada uno y sistema de válvula de desbordamiento, filtro antibacteriano e hidrófobo, juego completo de tubos 8 x14 mm, conector cónico de sondas.

Para facilitar su traslado, el carro de transporte posee asa de sujeción, compartimento para accesorios y cuenta con 4 ruedas antiestáticas, 2 de ellas con freno.

APLICACIONES:

- ✓ Emergencias
- ✓ Quirófano
- ✓ Cirugía general
- ✓ Neurocirugía
- ✓ Liposucción
- ✓ Servicios de odontología
- ✓ Ginecología

INCLUYE:

- ✓ 2 jarras de recolección de líquidos de 2000ml cada una
- ✓ Tubos de silicona de 8x14 (autoclavable)
- ✓ Conector cónico $\varnothing$ 10-11-12mm
- ✓ Filtro antibacteriano e hidrofóbico
- ✓ Carro de 4 ruedas con 2 frenos
- ✓ Cable de alimentación con enchufe Schuko de 2 pulgadas

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- ✓ Alimentación: 230V – 50 Hz.
- ✓ Aspiración Máxima – regulable: -0.90 Bar / -90KPa / -675 mmHg.
- ✓ Flujo Máximo de aspiración: 60L/ minuto.
- ✓ Nivel de ruido: 51.7 dB.
- ✓ Potencia absorbida: 230 VA.
- ✓ Fusible: 1 x 4 A 250V.
- ✓ Funcionamiento: Uso Continuo.
- ✓ Peso: 13 Kg.
- ✓ Dimensiones: 460 x 600 x 420 mm.
- ✓ Fabricación: 100% Europea.
- ✓ Interruptor de pie opcional.
- ✓ El carro de transporte posee asa de sujeción y compartimento para accesorios. Cuenta con 4 ruedas. antiestáticas, 2 de ellas con freno.



Nombre comercial: Aspirador rodable.