

CARACTERISTICAS GENERALES:

- ✓ Succionador transportable de vacío.
- ✓ Se caracteriza por su bomba libre de aceite, alta velocidad de flujo y bajo nivel de contaminación.
- ✓ Cuenta con 2 botellas de vidrios de alta capacidad, fáciles de limpiar y sistema de cierre hermético.
- ✓ Viene con protección sobre flujo que impide que las secreciones lleguen a la bomba.
- ✓ La manguera de PVC (no toxico), facilita el seguimiento de la succión.
- ✓ Está equipado con un litro de aire que reduce las bacterias de las sustancias absorbidas y el medio ambiente.
- ✓ Posee interruptor de mano y pie que facilita la labor del operario.
- ✓ Ideal para salas de operaciones.

DIMENSIONES APROXIMADAS:

- ✓ Alto: 77 cm
- ✓ Ancho: 42 cm
- ✓ Profundidad: 42 cm
- ✓ Cordón: 2 m
- ✓ Peso equipo: 19 kg.
- ✓ Peso empaque: 21 kg.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- ✓ Bomba: Libre de aceite.
- ✓ Alta velocidad de flujo, con filtro bactericida.
- ✓ Capacidad: 2500 mL X 2 (5L en total).
- ✓ Máximo vacío: mayor o igual a 0.09Mpa (680 mmHg).
- ✓ Flujo de aire libre: Mayor o igual a 40L/min.
- ✓ Intervalo de vacío ajustable: 0.02 – 0.09Mpa (150-680 mmHg)
- ✓ Nivel de ruido: menor o igual a 60dB (a).
- ✓ Potencia de trabajo: 250 VA.
- ✓ Fuente de alimentación: -220 +- 10% 50 Hz/ 60Hz
- ✓ Sistema de trabajo: Operación continua con carga intermitente
- ✓ Nombre comercial: Aspirador rodable SMAF YX930D.

