

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- ✓ MATERIAL: ALUMINIO.
- ✓ CAPACIDAD DE CARGA: 2 KG.
- ✓ CAPACIDAD DE AGUA: 3 LITROS.
- ✓ MODELO DE VALVULA: CGA-320.
- ✓ CATEGORIA DE BALON: PORTATIL.
- ✓ PRESION DE FUNCIONAMINETO: 68 BAR / 1000 PSI.
- ✓ PRESION DE PRUEBA: 250 BAR / 3625 PSI.
- ✓ NORMA: DOT 3AL.
- ✓ PESO DEL BALON: 3.8 Kg.
- ✓ GROSOR DE LA PARED DEL BALON: 5.6 mm.
- ✓ COLOR DEL BALON: PLOMO.



ACCESORIOS:

- ✓ BALÓN DE CO2
MARCA: CATALUX MODELO: MD CGA-320 ORIGEN: CHINA
 - ✓ REGULADOR DE CO2
MARCA: IMPACT MEDICAL MODELO: MINI CGA-320 ORIGEN: CHINA
 - ✓ MANGUERA CON FILTRO PARA CO2
MARCA: S/M ORIGEN: CHINA
- INCLUYE RECARGA DE CO2 DE 2 KG