

TIEMPO DE DURACIÓN DEL OXÍGENO:

03M3 = 3000 LT

1 lpm → 50.0 horas

2 lpm → 25.0 horas

3 lpm → 16.7 horas

4 lpm → 12.5 horas

5 lpm → 10.0 horas

6 lpm → 8.3 horas

7 lpm → 7.1 horas

8 lpm → 6.3 horas

9 lpm → 5.6 horas

10 lpm → 5.0 horas

**ACCESORIOS:**

- ✓ BALÓN DE OXÍGENO 03M3
- ✓ REGULADOR DE OXIGENO CON FLUJOMETRO
- ✓ FRASCO HUMIFICADOR
- ✓ CÁNULA BINASAL
 - o INCLUYE RECARGA DE OXIGENO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- ✓ Material: Fierro.
- ✓ Capacidad De Aire: **03m3**.
- ✓ Capacidad De Liquido: 15 L.
- ✓ Presión De Trabajo: 2000 Psi.
- ✓ Presión De Prueba: 3625 Psi.
- ✓ Espesor De Pared: 4.2 Mm.
- ✓ Altura: 1.05 M.
- ✓ Peso: 20 Kg.
- ✓ Modelo De Válvula: Cga-540.
- ✓ Calidad: Iso9809-3.

