

TIEMPO DE DURACIÓN DEL OXÍGENO:**06M3 = 6000 L**

- 1 lpm → 100 horas.
- 2 lpm → 50 horas.
- 3 lpm → 33 horas.
- 4 lpm → 25 horas.
- 5 lpm → 20 horas.
- 6 lpm → 17 horas.
- 7 lpm → 14 horas.
- 8 lpm → 13 horas.
- 9 lpm → 11 horas.
- 10 lpm → 10 horas.

ACCESORIOS:

- ✓ BALÓN DE OXÍGENO
- ✓ REGULADOR DE OXIGENO CON FLUJOMETRO
- ✓ FRASCO HUMIFICADOR
- ✓ CÁNULA BINASAL
 - o INCLUYE RECARGA DE OXIGENO

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:**

- ✓ Uso: Oxigenoterapia / Hospitales Y Más.
- ✓ Capacidad De O2: 6000 L / 6 M3.
- ✓ Capacidad De Agua: 40.9 L.
- ✓ Peso Del Balón: 46.7 Kg.
- ✓ Altura Hasta La Válvula: 135 Cm.
- ✓ Longitud Circular: 70 Cm.
- ✓ Diámetro Int: 10.57 Cm.
- ✓ Diámetro Ext: 11.1 Cm.
- ✓ Material: Acero De Aleación 37 Mn.
- ✓ Presion De Trabajo: 2175 Psi / 150 Bar.
- ✓ Presion De Prueba: 3625 Psi / 250 Bar.
- ✓ Modelo De Valvula: Cga-540.

- ✓ Rosca De Entrada: Pz27.8.
- ✓ Dn Valvula: 4 Mm.
- ✓ Grosor De La Pared Del Balon: 5.3 Mm.
- ✓ Color Del Balon: Verde.
- ✓ Categoría De Balón: Grande Estacionario.
- ✓ Norma: Iso 9809-3.
- ✓ Nombre Comercial: Balon De Oxigeno De 6 M3.

