

TIEMPO DE DURACIÓN DEL OXÍGENO:

06M3 = 6000 L

1 lpm → 100 horas.

2 lpm → 50 horas.

3 lpm → 33 horas.

4 lpm → 25 horas.

5 lpm → 20 horas.

6 lpm → 17 horas.

7 lpm → 14 horas.

8 lpm → 13 horas.

9 lpm → 11 horas.

10 lpm → 10 horas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- ✓ Uso: Oxigenoterapia / Hospitales Y Más.
- ✓ Capacidad De O2: 6000 L / 6 M3.
- ✓ Capacidad De Agua: 40.9 L.
- ✓ Peso Del Balón: 46.7 Kg.
- ✓ Altura Hasta La Válvula: 135 Cm.
- ✓ Longitud Circular: 70 Cm.
- ✓ Diámetro Int: 10.57 Cm.
- ✓ Diámetro Ext: 11.1 Cm.
- ✓ Material: Acero De Aleación 37 Mn.
- ✓ Presión De Trabajo: 2175 Psi / 150 Bar.
- ✓ Presión De Prueba: 3625 Psi / 250 Bar.
- ✓ Modelo De Válvula: Cga-540.
- ✓ Rosca De Entrada: Pz27.8.
- ✓ Dn Válvula: 4 Mm.
- ✓ Grosor De La Pared Del Balon: 5.3 Mm.
- ✓ Color Del Balon: Verde.
- ✓ Categoría De Balón: Grande Estacionario.
- ✓ Norma: Iso 9809-3.

Nombre Comercial: Balon De Oxigeno De 6 M3.