

TIEMPO DE DURACIÓN DEL OXÍGENO:

M6 = 170 L

- 1 lpm → 2.83 horas.
- 2 lpm → 1.42 horas.
- 3 lpm → 0.94 horas.
- 4 lpm → 0.71 horas.
- 5 lpm → 0.57 horas.
- 6 lpm → 0.47 horas.
- 7 lpm → 0.40 horas.
- 8 lpm → 0.35 horas.
- 9 lpm → 0.31 horas.
- 10 lpm → 0.28 horas.

**ACCESORIOS:**

- ✓ BALÓN DE OXÍGENO
- ✓ REGULADOR DE OXIGENO
- ✓ CÁNULA BINASAL
 - o INCLUYE RECARGA DE OXIGENO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- ✓ USO: OXIGENOTERAPIA / OZONOTERAPIA Y MAS.
- ✓ CAPACIDAD DE AGUA: 1 L.
- ✓ PESO DEL BALON: 1 Kg.
- ✓ CAPACIDAD DE O2 : 170 L / 0.17 m3.
- ✓ MATERIAL: ALUMINIO.
- ✓ PRESION DE TRABAJO: 2216 PSI / 153 BAR.
- ✓ PRESION DE PRUEBA: 3625 PSI / 250 BAR.
- ✓ MODELO DE VALVULA: CGA-870.
- ✓ GROSOR DE LA PARED DEL BALON: 4.9 mm.
- ✓ COLOR DEL BALON: VERDE.
- ✓ CATEGORIA DE BALON: PORTATIL.
- ✓ NORMA: DOT 3AL / CALIFORNIA (USA).
- ✓ NOMBRE COMERCIAL: BALON DE OXIGENO PORTATIL.