

TIEMPO DE DURACIÓN DEL OXÍGENO:**M60 = 1700 L**

1 lpm → 28.3 horas.

2 lpm → 14.2 horas.

3 lpm → 9.4 horas.

4 lpm → 7.1 horas.

5 lpm → 5.7 horas.

6 lpm → 4.7 horas.

7 lpm → 4.0 horas.

8 lpm → 3.5 horas.

9 lpm → 3.1 horas.

10 lpm → 2.8 horas.

**ACCESORIOS:**

- ✓ BALÓN DE OXÍGENO
- ✓ REGULADOR DE OXIGENO CON FLUJOMETRO
- ✓ FRASCO HUMIFICADOR
- ✓ CÁNULA BINASAL
- o INCLUYE RECARGA DE OXIGENO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- ✓ Uso: Oxigenoterapia / Ozonoterapia Y Mas.
- ✓ Capacidad De Agua: 10.5 L.
- ✓ Peso Del Balón: 10.1 Kg.
- ✓ Capacidad De O2: 1700 L / 1.7 M3.
- ✓ Material: Aluminio.
- ✓ Presión De Trabajo: 2216 Psi / 153 Bar.
- ✓ Presión De Prueba: 3625 Psi / 250 Bar.
- ✓ Modelo De Válvula: Cga-540.
- ✓ Grosor De La Pared Del Balón: 4.9 Mm.
- ✓ Color Del Balón: Verde.
- ✓ Categoría De Balón: Mediano.
- ✓ Norma: Dot 3al / California (Usa).