

TIEMPO DE DURACIÓN DEL OXÍGENO:**M9 = 255 L**

- 1 lpm → 4.25 horas.
- 2 lpm → 2.13 horas.
- 3 lpm → 1.42 horas.
- 4 lpm → 1.06 horas.
- 5 lpm → 0.85 horas.
- 6 lpm → 0.71 horas.
- 7 lpm → 0.61 horas.
- 8 lpm → 0.53 horas.
- 9 lpm → 0.47 horas.
- 10 lpm → 0.43 horas.

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:**

- ✓ USO: OXIGENOTERAPIA / OZONOTERAPIA Y MAS.
- ✓ CAPACIDAD DE AGUA: 1.7 L.
- ✓ PESO DEL BALON: 1.7 Kg.
- ✓ CAPACIDAD DE O2: 255 L / 0.25 m3.
- ✓ MATERIAL: ALUMINIO.
- ✓ PRESION DE TRABAJO: 2215 PSI / 153 BAR.
- ✓ PRESION DE PRUEBA: 3625 PSI / 250 BAR.
- ✓ MODELO DE VALVULA: CGA-870.
- ✓ GROSOR DE LA PARED DEL BALON: 4.9 mm.
- ✓ COLOR DEL BALON: VERDE.
- ✓ CATEGORIA DE BALON: PORTATIL.
- ✓ NORMA: DOT 3AL / CALIFORNIA (USA).

**NOMBRE COMERCIAL: BALON DE OXIGENO PORTATIL.**