

TIEMPO DE DURACIÓN DEL OXÍGENO:

ME = 680 L

1 lpm → 11.3 horas.

2 lpm → 5.7 horas.

3 lpm → 3.8 horas.

4 lpm → 2.8 horas.

5 lpm → 2.3 horas.

6 lpm → 1.9 horas.

7 lpm → 1.6 horas.

8 lpm → 1.4 horas.

9 lpm → 1.3 horas.

10 lpm → 1.1 horas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- ✓ USO: OXIGENOTERAPIA / OZONOTERAPIA Y MAS.
- ✓ CAPACIDAD DE AGUA: 5 L.
- ✓ PESO DEL BALON: 4.14 Kg.
- ✓ CAPACIDAD DE O2: 680 L / 0.68 m3.
- ✓ MATERIAL: ALUMINIO.
- ✓ PRESION DE TRABAJO: 2175 PSI / 150 BAR.
- ✓ PRESION DE PRUEBA: 3625 PSI / 250 BAR.
- ✓ MODELO DE VALVULA: CGA-870.
- ✓ GROSOR DE LA PARED DEL BALON: 4.9 mm.
- ✓ COLOR DEL BALON: VERDE.
- ✓ CATEGORIA DE BALON: PORTATIL.
- ✓ NORMA: DOT 3AL / CALIFORNIA (USA).

NOMBRE COMERCIAL: BALON DE OXIGENO PORTATIL.

