

CARACTERÍSTICAS:

Diseño compacto, ligero en peso y de tamaño pequeño. Motor de bajo ruido de conducción con Sensor de Ultrasonidos de burbuja, fácil de instalar, con preciso ajuste de velocidad de infusión para los pacientes, Caudal de precisión equipado con el sistema de dedo peristáltico. Diseño compacto, ligero en peso y de tamaño pequeño. Motor de bajo ruido de conducción con Sensor de Ultrasonidos de burbuja, fácil de instalar, con preciso ajuste de velocidad de infusión para los pacientes, Caudal de precisión equipado con el sistema de dedo peristáltico.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- ✓ Mecanismo de bombeo: Peristáltica curvilínea
- ✓ IV Series: Compatible con la IV serie de cualquier punto de vista
- ✓ Flujo de tasa: 1 ~ 1100 ml/h, en paso de 1ml
- ✓ Precisión: IV series: 3%, IV serie estándar: 5%
- ✓ Volumen: 1~9999 ml
- ✓ Tasa KVO: 4ml/h
- ✓ Alarmas Oclusión, aire en línea, puerta abierta, programa final, baja presión.
- ✓ Detección de aire en línea: Detector de ultrasónico
- ✓ Fuente de alimentación, AC: 100/230 VAC, 50-60 Hz, 20 VA
- ✓ Batería: 9.6V (recargable)
- ✓ Duración de la batería: 3 horas en el 30 ml/h
- ✓ Temperatura de trabajo: 10-40°C
- ✓ Humedad relativa: 30-75%
- ✓ Presión atmosférica tamaño: 700-1060 hPa
- ✓ Peso: 2.5kg
- ✓ Clasificación de seguridad: Clase I, Tipo CF

