

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- ✓ La cama clínica nacional es una opción confiable y versátil diseñada para brindar comodidad y adaptabilidad en cualquier entorno de atención médica. Con dos posiciones distintas, esta cama garantiza la flexibilidad necesaria para adaptarse al cuerpo del paciente en diferentes situaciones y momentos.
- ✓ Con una capacidad de carga máxima de 180 kg, esta cama clínica proporciona una base sólida y segura para pacientes de diversos tamaños y condiciones. Fabricada con acero de alta calidad y recubierta con pintura electrostática, garantiza una durabilidad excepcional y una fácil limpieza y mantenimiento.
- ✓ Los rieles laterales de aluminio plegable brindan una protección adicional al paciente, permitiendo un fácil acceso y una movilidad cómoda. Estos rieles pueden ser ajustados y asegurados en diferentes posiciones, brindando una mayor seguridad y tranquilidad tanto para el paciente como para el personal médico.
- ✓ La cabecera y el pie de la cama están diseñados con una combinación de MDF y acero, proporcionando una estabilidad adicional y un aspecto estético atractivo. Estos componentes se integran perfectamente en el diseño general de la cama, brindando un entorno cómodo y seguro.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- ✓ Estructura: Acero pintado (pintura electrostática)
- ✓ Rieles Laterales: Aluminio plegable
- ✓ Cabecera y pie de cama: MDF y acero
- ✓ Alto total: 52 cm
- ✓ Largo total: 218 cm
- ✓ Ancho total: 90 cm
- ✓ Ángulo de la sección trasera: 0° a 80° ($\pm 5^\circ$)
- ✓ Ángulo de la sección de la pierna: 0° a 40° ($\pm 5^\circ$)
- ✓ Carga Máxima: +180kg en movimiento
- ✓ Colchón ortopédico: Si
- ✓ Accesorios estándar: Frenos en ruedas posteriores x2, Barandas abatibles y regulables x2, Manivelas cromadas x2
- ✓ 1 colchón ortopédico articulado en 4 piezas (el color puede variar dependiendo al stock).

