

**CARACTERÍSTICAS GENERALES:**

- ✓ La camilla tipo cesta (también conocida como camilla tipo nido) sirve para el rescate de personas lesionadas en terrenos escabrosos, por ejemplo, en cuevas, montañas o edificios estrechos y de difícil acceso. La camilla de rescate está construida de tal manera que envuelve al paciente por todos lados para que esté protegido del suelo duro y rocoso. En las paredes laterales de la camilla tipo nido hay asideros empotrados en todo el contorno, así como huecos para sujetar las cuerdas.

- Camilla canasta para rescate de construcción robusta.
- Para una evacuación segura de pacientes.
- Adecuado para servicios de rescate, bomberos, organizaciones de ayuda técnica, servicios de rescate en cuevas y de montaña.
- Con muchas asas empotradas y huecos para sujetar las cuerdas.
- Cómodo soporte dentro de la camilla de la cesta.
- Se suministra con 4 correas de seguridad para asegurar al paciente en la camilla La protección de los pies evita que el paciente se salga de la camilla de rescate.



**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:**

- ✓ Uso: Rescate / Emergencia Y Más.
- ✓ Dimensiones: 216 X 61 X 19 Cm.
- ✓ Capacidad De Carga Maxima: 159 Kg.
- ✓ Peso Propio: 18 Kg.
- ✓ Color: Naranja.
- ✓ Nombre Comercial: Camilla Cesta De Rescate.

ACCESORIOS:

- 4 correas de seguridad.
- 3 correas negras.
- 1 protector de pies.
- 1 camilla tipo canastilla.

