

- ✓ La GT 510-012B, es un equipo que se utiliza para trasladar a un paciente dentro de una ambulancia o en un hospital, tiene ruedas que hacen más fácil el transporte. También tiene un dispositivo de fijación para atar al paciente.

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- ✓ La superficie del lecho de la camilla se hace de colchón de espuma, el material es resistente al agua y retardante de fuego, para evitar la infiltración de la sangre.
- ✓ El respaldo puede ser ajustado por muelle neumático el cual brinda una sensación de comodidad al herido.
- ✓ Ajuste del ángulo del respaldo
- ✓ Transporte seguro: La barrera de seguridad en ambos lados de la camilla se puede levantar hacia arriba o abajo
- ✓ Tres ajustes de alta para diferentes alturas de la camilla.
- ✓ El uso de la amplia ronda de ruedas las cuales se adaptan a la complejidad del camino
- ✓ Campana de seguridad: para asegurar cinturón de seguridad en la persona herida en el transporte

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- ✓ Estructura de aleación de aluminio de alta calidad.
- ✓ Respaldo ajustable con inclinación hasta 60°.
- ✓ Barandas abatibles.
- ✓ cuatro ruedas de Ø5.
- ✓ Dos ruedas adicionales de carga para posicionarla en ambulancia.
- ✓ Colchoneta hecha de espuma hecha de alta densidad, cubierta en tela impermeable de alta resistencia, lavable y desinfectable.
- ✓ Medidas: 194 X 55 X 84CM / 194 X 55 X 25 CM.
- ✓ Peso neto: 36Kg.
- ✓ Capacidad: 180Kg. Aprox.

