

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

Es una camilla de emergencias y transporte manual con estructura metálica de aluminio ligero y resistente y tela de nylon plastificado que facilita su limpieza y desinfección. Resiste hasta 120 Kg siendo cómoda y segura tanto para el paciente como para los camilleros gracias al sistema de tensión de la camilla situado bajo la tela que asegura el total estiramiento de la estructura y de la tela sin peligro de moverse y a los agarraderos de caucho que ayudan a la prensión y evitan que se resbale de las manos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- ✓ Estructura: Aluminio ligera y sólida.
- ✓ Lona: PVC revestido de vinilo impermeable.
- ✓ Plegable a lo ancho: De forma longitudinal y doble plegado.
- ✓ Incluye: 2 correas para asegurar al paciente.
- ✓ Cuenta con: patas de soporte en las bases.
- ✓ Largo: 200 cms Ancho: 52 cms.
- ✓ Peso: 10K.
- ✓ Carga: 120K.
- ✓ Color: Naranja.
- ✓ Incluye: maletín de transporte.

