

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

Construido de tubo redondo de 1.1/2" de diámetro x 0.6 mm de espesor, tapiz forrado en Marroquín; respaldar reclinable. Pintado al horno en color blanco o marfil.

Respaldo ajustable

Patas anti deslizables

Capacidad 100 kg

espuma de 3 pulgadas tapizada con marroquí (colores a elección) la base esta pintada con pintura al horno.

Estructura de metal laminado al frío, y pintado al horno.

Ideal para consultorios, tópico, escuelas, universidad, spa, hospitales, clínicas, etc

Todas las partes son accesibles para la limpieza

Disponible en modelo de masaje

Pintura electrostática en polvo color blanco secado a más de 100° temperatura al horno.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- ✓ Soporta 160 kilos.
- ✓ Largo: 180 cm
- ✓ Ancho: 60 cm
- ✓ Alto: 70 cm

