

**CARACTERÍSTICAS GENERALES:**

- ✓ Se utiliza para reparar la espalda del paciente, adecuado para pacientes con lesiones en las costillas.
- ✓ Está hecho de PVC resistente al agua y el tablero interno es translúcido a los rayos X anticorrosión.
- ✓ Puede usarse en pacientes con una variedad de tipos de cuerpo, incluidos niños y mujeres embarazadas.
- ✓ Correa cosida con código de colores y cierre de resorte para un uso rápido y fácil
- ✓ Los lados ajustables y plegables hacia atrás permiten un fácil acceso al pecho del paciente.
- ✓ Un método versátil para inmovilizar y liberar a un paciente de un vehículo o espacio confinado.
- ✓ El diseño plegable proporciona rigidez vertical para maximizar la columna, el cuello y la cabeza.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- ✓ Uso: Para extricar pacientes en habitáculos y espacios confinados.
- ✓ Está fabricada de material PE, que no emite contaminantes y es duradero.
- ✓ Cintas: 3 frontales, 2 inguinales y 2 de cabeza.
- ✓ Esta estructura es completamente de uso médico, por lo que se puede radiografiar.
- ✓ Tamaño del producto: 82 × 71 cm, 3 kg.
- ✓ Tamaño del embalaje: 86 × 27 × 42 cm, 5 unidades/caja, 17 kg
- ✓ Color: Verde.
- ✓ Nombre comercial: Chaleco de extracción.

