

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

La MK-P01 posee una alta resistencia, facilidad de movimiento, bandeja para desfibrilador, gavetas de fácil organización y apertura, porta suero, estructura para soporte para cilindro de oxígeno y un sistema de seguridad breakaway locking. Estas y otras características hacen que se vuelva indispensable en áreas de hospitalización y terapia intensiva.

Aplicaciones: de emergencia, médico

Uso específico: para medicamentos

Material: aluminio

Elementos integrados: con cajón, 1 bandeja, con portasueros, con estante para desfibrilador

<u>Especificación del carro</u>	Altura	Profundidad	Ancho
Compacto	35.43 “/ 90 cm	21.25 “/ 54 cm	22.83 “/ 58 cm
Intermedio	39.37 “/ 100 cm	21.25 “/ 54 cm	22.83 “/ 58 cm
Alto	43.30 “/ 110 cm	21.25 “/ 54 cm	22.83 “/ 58 cm

<u>Especificación del cajón</u>	Altura	Profundidad	Ancho
Tres pulgadas	3 “/ 7 cm	15.75 “/ 40 cm	17.91 “/ 45.5 cm
Seis pulgadas	6.25 “/ 16 cm	15.75 “/ 40 cm	17.91 “/ 45.5 cm
Diez pulgadas	10 “/ 25 cm	15.75 “/ 40 cm	17.91 “/ 45.5 cm

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Uso: emergencia / hospitales y más.
- todos los cajones son desmontables y 100% extensibles, con un tope de extensión máxima que evita que el cajón se desprenda de forma inesperada.
- estable y constante, la plataforma para el desfibrilador ofrece varias posiciones de movimiento y un montaje seguro del equipo. incluye correa de velcro.
- el portavenoclisis (iv pole) es instalado de forma segura al carro y ofrece una función de altura ajustable.
- cuenta con amplia selección de accesorios y sistemas de organización.
- tiene una amplia área de trabajo con superficie de trabajo opcional deslizante.
- se entrega completamente montado, sin necesidad de herramientas.
- marco de acero de precisión, soldadas con paneles de alto impacto.
- Nombre comercial: coche de paro avanzado.

