

CARACTERISTICAS GENERALES:

- ✓ El colchón antiescaras de aire de 198x86x6,4 cm Domus 1 de Apex está recomendado para pacientes con riesgo bajo de desarrollar escaras.
- ✓ También sirve para tratar las escaras de tipo I, contribuyendo a su curación.
- ✓ Este colchón antiescaras se coloca encima del nuestro colchón habitual. Cuenta con 130 celdas que se inflan y desinflan alternativamente para reducir el dolor de la presión y evitar las llagas.
- ✓ Reparte el peso del usuario, reduciendo la presión/fricción y el dolor, mejorando el efecto terapéutico y la circulación sanguínea.
- ✓ Cuenta con un compresor, silencioso y compacto, que permite inflar el colchón rápidamente, aproximadamente en 20 minutos, y dispone de un regulador para adaptarlo al paciente.
- ✓ Es de fácil colación, basta con desplegar los colgadores que llevar incorporados y colocarlos en el cabecero/piecero.
- ✓ Desde Enviomedical, le recomendamos ponerlo en el piecero, para que no le moleste al paciente.
- ✓ Domus I es un colchón muy resistente que soporta hasta 100 kg.
- ✓ Está fabricado en PVC de grado médico de máxima calidad. Este material garantiza su durabilidad y resistencia. Con un tacto agradable y cómodo.
- ✓ Además es impermeable e inífugo por lo que aporta más confianza al paciente.
- ✓ Puede colocar las sábanas de la cama encima, sin problema, ya que no interfiere en su función.
- ✓ El colchón antiescaras Domus I de la marca Apex es muy fácil de limpiar. Basta con pasarle un trapo húmedo por su superficie.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- ✓ Tamaño del compresor: 250 x 125 x 85 mm
- ✓ Peso del compresor: 1,4 kg
- ✓ Potencia del compresor: AC 230 50 HZ
- ✓ Potencia máxima del compresor: 4 litros/minuto
- ✓ Presión del compresor: 30-80 mmHg
- ✓ Ciclo del flujo compresor: 9,6 minutos
- ✓ Tipo: Clase II Tipo BF compresor
- ✓ Normativa compresora: Norma EN60601 e IE60601-1
- ✓ Dimensiones del colchón: 1980 X 860 X 64 mm
- ✓ Peso del colchón: 2kg
- ✓ Peso máximo soportado: 100 kg



RIESGO BAJO

MÁXIMO DE USUARIO DE 100KG