

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- ✓ El Colchón antiescaras es una camilla médica que permite al usuario evitar úlceras, escaras y heridas por presión. Normalmente utilizan este tipo de equipos médicos los pacientes adultos mayores postrados.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- ✓ Material: PVC 3 capas.
- ✓ Espesor: 0.3, 0.4mm.
- ✓ Tamaño: 200*90*7cm (inflado).
- ✓ Numero de celdas: 130 piezas.
- ✓ Resistencia del equipo: 120kg a 130kg.

BOMBA:

- ✓ Tamaño 19.5 x 11,0 x 8.5cm.
- ✓ Peso: 0.85kg.
- ✓ Voltaje: CA 220 V/230 V/110 V/120 V.
- ✓ Frecuencia: 50Hz/60Hz.
- ✓ Potencia: 10w.
- ✓ Rango de presión: 6,7 – 16kpa (50-120mmHg).
- ✓ Salida de aire: 5,0 – 5,5L/m.
- ✓ Tiempo de ciclo: 101 – 15 minutos.

