

**CARACTERÍSTICAS GENERALES:**

- ✓ El dispositivo de esponja se puede ajustar a posiciones bajas, medias y altas.
- ✓ Ajuste de altura con marcas para pacientes adultos.
- ✓ Adecuado para que los pacientes se tomen radiografías, tomografías computarizadas y resonancias magnéticas.
- ✓ Vía aérea abierta para facilitar la monitorización de la arteria carótida y la intubación traqueal.
- ✓ Diseño de orificio abierto en la parte posterior para facilitar la palpación y el flujo de aire sin obstrucciones.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- ✓ Uso: Soporte cervical vertical.
- ✓ Los materiales no contienen metal. Tejido elástico 100 % algodón y velcro.
- ✓ Tamaño del producto: 56 × 19 × 1 cm
- ✓ Peso neto adulto: 0,20 kg
- ✓ Tamaño del embalaje: 61 × 41 × 33 cm, 50 piezas/caja, 7,4 kg
- ✓ Numero de ajustes: 4 posiciones.
- ✓ Con este collarín se pueden tomar radiografías, tomografías computarizadas y resonancias magnéticas del paciente.
- ✓ Nombre comercial: Collarín cervical adulto de 4 ajustes

