

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- ✓ Equipo concentrador de uso domiciliario que usa la tecnología PSA
- ✓ Tecnología de absorción por cambio de presión.
- ✓ para separar directamente el oxígeno del nitrógeno a temperatura normal, lo cual produce oxígeno de alta pureza.
- ✓ Cuenta con display LCD grande para visualizar el tiempo de uso y otras funciones.
- ✓ Posee Filtro HEPA y filtro antibacterial para evitar el ingreso de cualquier impureza.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- ✓ Generador de oxígeno de doble flujo (para 2 personas) + nebulizador.
- ✓ Marca: Olive.
- ✓ Modelo: OLV-10.
- ✓ Flujos: 2.
- ✓ Capacidad: 10 litros por minuto.
- ✓ Para uso médico y doméstico.
- ✓ Peso aprox.: 20 Kilos
- ✓ Nivel de pureza: 93% (+/- 3%).
- ✓ De fácil y práctico uso.
- ✓ Posee Filtro HEPA y filtro antibacterial para evitar el ingreso de cualquier impureza.

