

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- ✓ Concentrador de oxígeno de uso domiciliario que usa la tecnología PSA (Tecnología de absorción por cambio de presión) para separar directamente el oxígeno del nitrógeno a temperatura normal, lo cual produce oxígeno de alta pureza. Cuenta con display LCD grande para visualizar el tiempo de uso y otras funciones. Posee Filtro HEPA y filtro antibacterial para evitar el ingreso de cualquier impureza.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- ✓ Concentración de Oxígeno 93% ± 3 %.
- ✓ Presión de salida de Oxígeno: 20 Kpa a 60 Kpa.
- ✓ Peso: 20 Kg.
- ✓ Dimensiones: 344 x 306 x 565 mm.
- ✓ Sistema: Trabajo continuo 24 horas.
- ✓ Nivel de sonido menor a 56 dB(A).
- ✓ Hasta 10 litros por minuto.
- ✓ Sistema de seguridad Baja concentración de oxígeno alarma /alarma de fallo de alimentación, alarma de mantenimiento.
- ✓ Un flujo de 0 a 10 lpm.
- ✓ 4 botones de control.

olive CARE FOR YOU!
OLV-10

