

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- ✓ Carcasa exterior de plástico completa, segura y confiable.
- ✓ Función de acumulación de tiempo, que muestra el total de horas de trabajo a través la pantalla de visualización.
- ✓ Presione la válvula de seguridad para mejorar la seguridad.
- ✓ Función de alarma de falla de energía, alta presión y baja presión función alarmante.
- ✓ El compresor tiene protección contra el calor que garantiza la seguridad del compresor y concentrador



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- ✓ Rango de flujo 10L/min.
- ✓ Concentración de oxígeno: 95,5% -87%.
- ✓ Presión de salida: 40- 0kPa.
- ✓ Mecanismo de alivio de presión operativo en: 250 kPa $\pm$ 25 kPa.
- ✓ Nivel de ruido de funcionamiento: “60 dB (A).
- ✓ Potencia de entrada: 850 VA.
- ✓ Tiempo mínimo de funcionamiento: 30 minutos.
- ✓ Puede ser Usado en: Costa, Sierra y Selva.
- ✓ Nombre comercial: Concentrador de oxigeno Yuwell 7F-10.

