

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- ✓ Este producto funciona con una fuente de alimentación de 12 V CC o una batería.
- ✓ Equipado con un compresor de cobre puro sin aceite y un tamiz molecular francés de alta calidad, utiliza aire como materia prima para producir oxígeno de alta pureza a través de un nuevo método de adsorción por oscilación de presión (PSA) a temperatura ambiente.
- ✓ Este es un método totalmente físico que es estable, seguro y confiable.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- ✓ Modelo: NT-2.
- ✓ Fuente de alimentación: CC 12-16,8 VCA 100~240 V 50/60 Hz (solo para accesorios opcionales).
- ✓ Potencia: 68 W.
- ✓ Capacidad de la batería: 92 WH 6,4 AH.
- ✓ Paso de caudal: del 1.º al 6.º paso (el caudal del 6.º paso es el más alto).
- ✓ Concentración de oxígeno: 93% $\pm$ 3.
- ✓ Nivel de ruido del equipo: ≤ 58 dB(A) (nivel más alto).
- ✓ Dimensiones: largo 18,2 x ancho 9,1 x alto 25,7 (cm).
- ✓ Peso neto: 2,2 kg.
- ✓ Batería extraíble.
- ✓ Clasificación eléctrica: Clase II.
- ✓ Modo de suministro de oxígeno: suministro de oxígeno por pulsos.
- ✓ Entorno operativo normal: Temperatura ambiente: 10°C a 35°C; Humedad relativa: 30% a 75%; Presión atmosférica: 860hPa a 1060hPa.



Nota: Cuando la temperatura de almacenamiento y transporte sea inferior a 5°C, el equipo debe almacenarse a temperatura de funcionamiento normal. Durante más de 4 horas antes de su uso.

- ✓ Entorno de almacenamiento y transporte: Temperatura ambiente: -20°C a 60°C; Humedad relativa: 10% a 93%, y sin fenómeno de condensación; Presión atmosférica: 700 hPa a 1060 hPa.

Nota: El concentrador de oxígeno debe almacenarse en una habitación bien ventilada, ventilado sin luz solar intensa ni gases corrosivos. Evite golpes violentos o poner el equipo boca abajo cuando transporte.