

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Concentrador de oxígeno Kingon P2 compacto, ligero y portátil para usuarios que requieren oxigenoterapia y no renuncian a la movilidad en su día a día.
- Tecnología de flujo de oxígeno a demanda con regulación en 5 niveles.
- Con el concentrador de oxígeno Kingon P2 permite que el usuario disponga de un suministro de oxígeno sin limitaciones.
- Diseñado para su uso diario.
- Gran pantalla de 2,8" que facilita las lecturas.
- Gran autonomía, por ejemplo, en la posición 2 es superior a las 3 horas.
- Dispone de 24 tipos de avisos para garantizar un correcto funcionamiento.
- Sus filtros evitan que la suciedad entre en el dispositivo y prolonga la vida útil.
- Incluye bolsa de transporte.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Dimensiones (largo x ancho x alto): 22,1 x 16 x 8,5 cm
- Peso: 1,98 kg
- Voltaje: AC Input 100-240V, 50-60Hz
- Modo de funcionamiento: A demanda
- Volumen de oxígeno por minuto a nivel del mar:
 - Ajuste 1: 210 ml/min.
 - Ajuste 2: 420 ml/min.
 - Ajuste 3: 630 ml/min.
 - Ajuste 4: 840 ml/min.
 - Ajuste 5: 1000 ml/min.
- Duración de la batería interna:
 - Ajuste 1: 3:40 hrs.
 - Ajuste 2: 3:20 hrs.
 - Ajuste 3: 2:54 hrs.
 - Ajuste 4: 2:14 hrs.
 - Ajuste 5: 1:50 hrs.
- Nivel sonoro: 49 dBA (en ajuste 2)
- Alarmas: 24 tipos de avisos
- Certificados: ISO 10993-5: 2009.
ISO 13485: 2016.
RoHS Directive (EU) 2015/863 amending 2011/65/EU
ISO 10993-5: 2009.
ISO 13485: 2016.
RoHS Directive (EU) 2015/863 amending 2011/65/EU

