

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

Electrobisturí de 350w, ideal para sala de operaciones y cirugía mayor. Equipo de graduación analógica y de potenciadores de corte y coagulación separados.

La unidad electroquirúrgica, también conocida como bisturí eléctrico es un equipo electrónico capaz de transformar la energía eléctrica en calor con la finalidad de coagular, cortar o eliminar tejidos blandos eligiendo para esto corrientes que se desarrollan en frecuencias por encima de los 2000.000 Hz.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- ✓ Alimentación: 220v – 60Hz.
- ✓ Potencia de coagulación: 350w – 500 ohm.
- ✓ Potencia de corte: 350w – 500 ohm.
- ✓ Potencia monopolar: 350w – 500 ohm.
- ✓ Potencia bipolar: 300w – 450 ohm.
- ✓ Nombre comercial: Electrobisturi fergutron 3500.

ACCESORIOS:

- ✓ 1 cable auxiliar de laparoscópica.
- ✓ 1 Cable conector a corriente.
- ✓ 3 Lápices monopolares descartables de botón.
- ✓ 1 Lápiz bipolar.
- ✓ 5 Electrodo monopolares básicos.
- ✓ 1 Pedal de activación doble de corte y coagulación.
- ✓ 1 placa metálica de retorno