

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

El electrocardiograma registra las señales eléctricas del corazón. Es una prueba común e indolora que se usa para detectar con rapidez problemas cardíacos y controlar la salud del corazón.

ACCESORIOS SUMINISTRADOS:

- ✓ Batería.
- ✓ Fuente de alimentación.
- ✓ Cable de paciente.
- ✓ 6 electrodos de succión.
- ✓ 4 electrodos de las extremidades abrazadera.
- ✓ 1 Papel de Impresión.
- ✓ Manual de Referencia Rápida.
- ✓ Manual de Operación.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- ✓ Uso: Electrocardiograma.
- ✓ 3 canales ECG en reposo.
- ✓ Con la evaluación y la interpretación (basado en el algoritmo de la Universidad de Glasgow).
- ✓ 5" pantalla a color TFT LCD (resolución: 800 x 480).
- ✓ Modos: auto, ritmo, manual.
- ✓ Con la impresora térmica incorporada.
- ✓ Memoria interna para hasta 800 ECG.
- ✓ Con la batería de iones de litio integrada (carga de la batería adecuada durante 6 horas ofreciendo funcionamiento ininterrumpido de aprox. 500 registros ECG).
- ✓ Batería o la red operada.
- ✓ Teclas de acceso directo para una fácil manipulación.
- ✓ Transferencia posible de datos a través stick USB (formato PDF).
- ✓ Desfibrilación a prueba.
- ✓ Medidas: 5,6 x 26,0 x 19,4cm.

- ✓ Peso: 1.2Kg (incl. pilas).
- ✓ El uso con papel o rollos plegados.
- ✓ Nombre comercial: Electrocardiógrafo de 3 canales.

