

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- ✓ Desinfección sin agua: Utiliza calor seco para eliminar eficazmente bacterias, virus y otros microorganismos sin necesidad de utilizar agua o productos químicos.
- ✓ Amplia capacidad: Con un generoso espacio interior, nuestro esterilizador puede acomodar una variedad de elementos, desde instrumentos médicos y dentales hasta herramientas de belleza y estética.
- ✓ Control de temperatura: Cuenta con un sistema de control de temperatura ajustable que te permite seleccionar la temperatura adecuada para el tipo de artículo que deseas esterilizar.
- ✓ Tiempo de esterilización rápido: Gracias a su avanzada tecnología, el esterilizador de calor seco logra un proceso de esterilización rápido y eficiente, permitiéndote ahorrar tiempo en tu rutina diaria.
- ✓ Seguridad y protección: Equipado con características de seguridad, como protección contra sobrecalentamiento, garantiza una operación segura y sin riesgos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- ✓ Esterilización a base de calor seco.
- ✓ Precalentamiento automático integrado.
- ✓ Un foco piloto que indican temperatura y tiempo.
- ✓ Termostato graduado de 50°C a 300°C
- ✓ 2 Bandejas de esterilización y 1 una agarradera de plástico.
- ✓ Timer de control de tiempo graduado de 0 a 60 ó 120 minutos.
- ✓ Resistencia oculta para evitar el calor directo en el material.
- ✓ Power: 220V – 60 Hz / 400 W – 2.0 A
- ✓ Tipos de terminado:
- ✓ Exterior e interior en acero satinado inoxidable de 0.5mm. (Acero 430)
- ✓ Exterior e interior en acero mate inoxidable de 0.6mm.
- ✓ Dimensiones Interiores: 200x300x200 (milímetros)
- ✓ Dimensiones Exteriores: 350x481x271 (milímetros)

