

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- ✓ Nuestro esterilizador de calor seco es la solución perfecta para garantizar una desinfección efectiva y segura. Diseñado para cumplir con los más altos estándares, este equipo confiable ofrece una forma eficiente de esterilizar diversos artículos y herramientas.
- ✓ Desinfección sin agua: Utiliza calor seco para eliminar eficazmente bacterias, virus y otros microorganismos sin necesidad de utilizar agua o productos químicos.
- ✓ Amplia capacidad: Con un generoso espacio interior, nuestro esterilizador puede acomodar una variedad de elementos, desde instrumentos médicos y dentales hasta herramientas de belleza y estética.
- ✓ Control de temperatura: Cuenta con un sistema de control de temperatura ajustable que te permite seleccionar la temperatura adecuada para el tipo de artículo que deseas esterilizar.
- ✓ Tiempo de esterilización rápido: Gracias a su avanzada tecnología, el esterilizador de calor seco logra un proceso de esterilización rápido y eficiente, permitiéndote ahorrar tiempo en tu rutina diaria.
- ✓ Seguridad y protección: Equipado con características de seguridad, como protección contra sobrecalentamiento, garantiza una operación segura y sin riesgos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- ✓ Esterilización a base de calor seco.
- ✓ Precalentamiento automático integrado.
- ✓ Un foco piloto que indican temperatura y tiempo.
- ✓ Termostato graduado de 50°C a 300°C
- ✓ 3 bandejas de esterilización y 1 una agarradera de plástico.
- ✓ Timer de control de tiempo graduado de 0 a 60 ó 120 minutos.
- ✓ Resistencia oculta para evitar el calor directo en el material.
- ✓ Power: 220V – 60 Hz / 600 W – 3.0 A
- ✓ Exterior e interior en acero satinado inoxidable de 0.5mm. (Acero 430)
- ✓ Dimensiones Interiores: 240x360x250 (milímetros)
- ✓ Dimensiones Exteriores: 400x552x320 (milímetros)

