

ESPECIFICACIONES GENERALES:

- ✓ Características: Equipo de medición de flujo de oxígeno, para uso médico, con escala en litros por minuto, válvula de graduación fina. Rango de 0 – 15 LPM . incluye conector para toma, con entrada posterior.
- ✓ Aplicaciones: Se utiliza para dosificar en litros por minuto el suministro de oxígeno al paciente, vía nasal, en usos generales. Norma aplicables: CGA y FDA.

FLUJOMETRO PARA OXIGENO DE 0 A 15 LPM:

ACCESORIOS:

- ✓ FLUJOMETRO PARA PARED
- ✓ FRASCO HUMIFICADOR

