

**CARACTERISTICAS GENERALES:**

El Glucómetro Premier Alpha cuenta con gran espacio de memoria con transferencia inalámbrica de datos a través de Bluetooth

El Kit contiene:

- ✓ Un equipo de medición
- ✓ 110 tiras reactivas
- ✓ Lancetero + 10 lancetas
- ✓ Estuche e instrucciones

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:**

- ✓ No requiere programación previa
- ✓ Tamaño pequeño de muestra de 0.4uL
- ✓ Pantalla retroiluminada de 2.5"
- ✓ Memoria para 1,000 pruebas:
- ✓ incluye hora/fecha y un promedio de 1, 7, 14, 30, 90 días de los niveles de glucosa total, pre, post y ayuno
- ✓ 3 alarmas recordatorias de prueba
- ✓ Contiene: 110 Tiras reactivas

