

CARACTERISTICAS GENERALES:

Sistema de monitoreo de glucosa de alta calidad con una pantalla grande y con un menú intuitivo fácil de usar.

Fabricante líder en Europa en medidores portátiles – Point of Care de Glucosa en sangre.

Los Glucómetros MediSmart® son productos exclusivamente con componentes de la más alta calidad y cada medidor es sometido a estricto control antes de dejar la fábrica.

Tanto por su innovación y tecnología combinados con su experiencia y altos estándares de calidad, Lobeck Medical provee medidores de glucosa de muy alta precisión y fiabilidad.

BENEFICIOS

- ✓ Alerta de niveles de cetonas altas.
- ✓ No requiere chip codificador.
- ✓ Altamente preciso.
- ✓ Compatible con software glucomanager de MediSmart®.
- ✓ Rango de Hematocrito 20% – 60%.
- ✓ Forma curvada, fácil de sujetar (ergonómica).
- ✓ Pantalla LCD grande con figuras retro-iluminadas, botones grandes.
- ✓ Alta precisión según DIN EN ISO 15197.
- ✓ Detección de volumen de sangre insuficiente.
- ✓ Memoria de 480 pruebas con Promedios.
- ✓ Atractivo diseño y puerto mini-USB.
- ✓ No requiere chip codificador.
- ✓ Alerta de niveles de Cetonas Altas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- ✓ Tecnología: Biosensor electro-químico
- ✓ Tiempo de prueba: 5 segundos
- ✓ Redosificación: Si
- ✓ Tipo de muestra: Capilar, venosa, arterial y neonatal
- ✓ Tamaño de muestra: 0.6 microlitros 6µL
- ✓ Calibración: No requiere

- ✓ Principio enzimático: Glucosa deshidrogenasa
- ✓ Memoria: 480 resultados
- ✓ Rango de medición: 10-630 mg/dl
- ✓ Hematocrito: 20-60%
- ✓ Presentación de tiras: Frasco c/50 (2 frascos c/25)
- ✓ Manejo de datos: USB
- ✓ Alerta de cetonas altas: Si
- ✓ Tipo de batería: 2 pilas alcalinas AAA
- ✓ Apagado automático: Si después de 3 seg
- ✓ Indicador de comidas: Si

