

**CARACTERÍSTICAS GENERALES:**

- ✓ Está hecho de material plástico de alta densidad, hay dos orificios redondos para los oídos en ambos lados de la cabeza para observar sangrado o drenaje para que el oído lesionado se sienta cómodo sin afectar la audición.
- ✓ El cinturón de seguridad está diseñado con adhesivos mágicos, convenientes y duraderos. El vendaje de nailon puede reparar efectivamente a los heridos, el diseño de la hebilla puede ajustar el tamaño. El cinturón de seguridad inferior está diseñado para fijar el inmovilizador de cabeza en la camilla.
- ✓ Todo el material no tiene metal, puede continuar con la fluoroscopia óptica X, la tomografía computarizada, la resonancia magnética, el examen de imágenes sin quitar el inmovilizador de la cabeza.
- ✓ Es ligero, duradero y tiene una superficie lisa, y otras funciones de antivirus a prueba de agua, fácil de limpiar.
- ✓ Se puede utilizar con tablero espinal y camilla cuchara.
- ✓ Tamaño del embalaje: 56 × 45 × 58 cm, 8 pcs x cajón con un total de 10 kg.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- ✓ Uso: ortopedia / trauma y más.
- ✓ Medidas abierto: 40 × 26 × 16 cm.
- ✓ Capacidad de soporte: ≤ 159 kg.
- ✓ Peso neto cajón x 8 und: 9.12 kg.
- ✓ Peso bruto: 10 kg.
- ✓ Color: rojo.
- ✓ Nombre comercial: inmovilizador de cabeza.

