

**CARACTERÍSTICAS GENERALES:**

- ✓ Juegos de 6 en 1 paquete: incluido: férula de aire para mano, muñeca/medio brazo, brazo completo, pie/tobillo, media pierna, pierna completa con largo.
- ✓ Lista de puntos fuertes.
- ✓ Fácil de aplicar y quitar: tiene una válvula de empuje para inflar sin complicaciones.
- ✓ Medidor de presión acoplado y viene con un inflador.
- ✓ El cierre de cremallera disponible puede darle una presión de aire adecuada como su requisito.
- ✓ Es transparente con rayos x, así que puedes usarlo para la detección de rayos x.
- ✓ Diseño final: Las 6 férulas de aire proporcionan un apoyo fuerte y fiable para huesos rotos o semi-rotos. Férulas de presión de plástico para las extremidades rotas, trituradas o quemadas.
- ✓ Ideal para acampar al aire libre, emergencia en el hogar: está diseñado para Ictus, lesiones en la cabeza, MS, CP, para facilitar los músculos en Rehabilitación neurológica y reducción de edemas y contracciones.
- ✓ Este producto también se conoce como férula inflable, bolsa de aire fija inflable, férula inflable fracturada, etc.
- ✓ Este producto está fabricado con doble plástico transparente y el contorno del cuerpo es visible. Es más rápido, más sencillo y más cómodo que el vendaje tradicional. Puede prevenir la segunda lesión del tejido blando, antichoque, aliviar el dolor. Ejercer una presión uniforme sobre la extremidad lesionada, desempeñar un papel fijo, proteger la extremidad lesionada y facilitar el transbordo. Se puede lavar, usar repetidamente y esterilizar con gas o desinfectante. Es radiotransparente. Indicaciones: esguinces, fracturas, luxaciones y heridas cortantes y quemaduras.
- ✓ Seis partes: muñeca, extremidades superiores, mitad superior de las extremidades, extremidades inferiores, mitad inferior de las extremidades, pie/tobillo
- ✓ Este producto se infla y se infla con aire de acuerdo con las diferentes formas y coloca la parte fija en la férula y tira de la cremallera y la fija y luego usa una bomba especial para airear las férulas. También es posible inflar (no recomendado) con la boca a la manguera y soplar el gas a la presión requerida y luego cerrar la tapa de la válvula. Después del uso, extraiga la cubierta del soporte de gas, apriete la parte inferior de la boquilla de aire con la mano y desinfe, luego abra la cremallera. Fácil de operar y mover.
- ✓ Este producto tiene una buena función analgésica. Las férulas inflables se pueden utilizar para la fijación de fracturas o la homeostasis. Puede prevenir una mayor infección y edema y reducir la infección. Puede ser penetrado por rayos X y es un botiquín de primeros auxilios ideal.
- ✓ Tamaño del embalaje: 27 x 30 x 9 cm / G.W.: 1.65 kg.

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:**

- ✓ Uso: ortopedia / trauma y más.
- ✓ Tamaño plegable: 18,5 × 12,5 × 6 cm.
- ✓ Tamaño de embalaje: 27 × 30 × 9 cm.
- ✓ Cargar los portes: ≤159 kg.
- ✓ Peso neto: 1.24 kg.
- ✓ Peso bruto: 1.65 kg.
- ✓ nombre comercial: kit de férula neumática.
- ✓ Pierna completa.
- ✓ La mitad de la pierna.
- ✓ De pie y tobillo.
- ✓ Brazo completo.
- ✓ La mitad de brazo.
- ✓ De la mano y la muñeca.
- ✓ Bomba de aire.
- ✓ Bolsa

