

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

TAMAÑO DE CADA FÉRULA – ALTURA (h).

- ✓ ANTEBRAZO ADULTO: 33 cm.
- ✓ CODO ADULTO: 33 cm.
- ✓ BRAZO NIÑO: 61 cm.
- ✓ BRAZO ADULTO: 69 cm.
- ✓ PIERNA NIÑO: 70 cm.
- ✓ PIERNA ADULTO: 83 cm.

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:**

- ✓ USO: ORTOPEDIA / TRAUMA Y MÁS.
- ✓ MEDIDAS: 88 X 35 X 18 CM.
- ✓ PESO: 2 KG.
- ✓ MATERIAL: ESPUMA FOAMD Y AJUSTES DE VELCRO.
- ✓ COLOR: AZUL BONDI.
- ✓ ACCESORIOS: 3 FÉRULAS (EXTREMIDADES SUPERIORES) Y 3 FÉRULAS (EXTREMIDADES INFERIORES).
- ✓ NOMBRE COMERCIAL: KIT DE FERULA SEMIRRIGIDA.