

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: EXACTA -1350

- ✓ Escala de medición de 0 a 300 mm Hg.
- ✓ Diámetro de la escala: 49 mm.
- ✓ Precisión: ± 3 mm Hg.
- ✓ Dimensiones del brazalete adulto: 54.5cm x 14.5cm (largo x ancho).
- ✓ Dimensiones del blader: 24cm x 13cm (largo x ancho).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 4001-01

- ✓ Diámetro de membrana: 48 mm.
- ✓ Diámetro de campana: 36 mm.
- ✓ Análisis de frecuencias: Longitud total 77 cm.
- ✓ Sonidos de baja frecuencia: 20 Hz – 100 Hz (máximo 3,6 dB a 100 Hz).
- ✓ Sonidos de alta frecuencia: 100 Hz – 1500 Hz (máximo 21,7 dB a 300 Hz).
- ✓ Longitud total 77 cm.

