

**CARACTERÍSTICAS GENERALES:**

- ✓ La mascarilla de bolsillo para RCP Pocket Mask es un dispositivo destinado a ser utilizado en la reanimación cardiopulmonar, procedimiento de emergencia usado cuando un paciente a dejado de respirar y su corazón a cesado de palpar. Recomendada en urgencia y rescate.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- ✓ Uso: Emergencia / Resucitación y más.
- ✓ Modelo: M-R1
- ✓ Con estuche: Si.
- ✓ Material: PVC.
- ✓ Uso: Adulto – Niño, transparente, borde inflable con válvula unidireccional, filtro antibacteriano, banda elástica para mayor ajuste facial, viene en estuche rígido de plástico.
- ✓ Nombre comercial: Mascara RCP.

