

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- ✓ La mesa KL-2C es un tipo cama obstétrica integrada es apta para la realización de partos inmediatos, cirugía ginecológica, diagnóstico y examen, etc.
- ✓ El asiento base y la cubierta de la columna vertical están hechos de acero inoxidable 304 de alta calidad que es anticorrosivo y se puede limpiar fácilmente.
- ✓ La cama principal y la cama auxiliar están conectadas entre sí, la mesa auxiliar es fácil de desmontar.
- ✓ Cuenta con un pedal que eleva hidráulicamente la mesa. Tiene un anillo de sellado tipo Y importado y duradero.
- ✓ Equipado con lavabo de acero inoxidable y otros accesorios.
- ✓ El colchón está envuelto con cuero artificial importado. La esponja con memoria de alta densidad está formada en una sola pieza, sin costura.
- ✓ Equipado con dispositivo de freno que es fácil de mover la mesa.
- ✓ Las piernas se pueden girar 180 °. También se puede utilizar para pedal.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- ✓ Largo: 1950 ±50mm
- ✓ Ancho: 600 ±10mm
- ✓ Ajuste de altura: (700 – 900) ±50mm
- ✓ Trendelenburg / Trendelenburg inverso: $\geq 10^\circ$ / $\geq 20^\circ$
- ✓ Tablero trasero hacia arriba: $\geq 50^\circ$
- ✓ Tablero trasero hacia abajo: $\geq 3^\circ$
- ✓ Tablero de piernas hacia afuera: $\geq 90^\circ$
- ✓ Área de trabajo largo / ancho mm: 600 x 600

