



ABPM50

ABPM50 es un monitor de presión arterial ambulatoria de mano, diseñado según la teoría de la oscilografía. El dispositivo podría controlar la presión arterial del cuerpo humano hasta 24 horas de forma continua y dinámica, proporcionando una base precisa para el diagnóstico. Es aplicable para el uso en el hospital, clínica y otras instituciones médicas.

PNI:

- * Método de medición: Oscilometría
- * Modo de medición: Medida del brazo superior
- * Intervalo de medición automático: 15, 30, 60, 120, 240 minutos
- * Rango de medición: Presión: 0kPa (0mmHg) ~ 38.67kPa (290mmHg)
- * Resolución: 1mmHg
- * Precisión: ± 3 mmHg
- * Alarma parámetro: SYS, DIA
- * Inflado: inflado automático por bomba de fuerza
- * Deflación: desinflado automático en varios pasos

PR:

- * Rango de medición: 40bpm ? 240bpm
- * Resolución: 1bpm

Seguridad:

- * Alimentación: CC 3V (batería seca alcalina AA de $2 \times 1.5V$)
- * Tipo de seguridad: con alimentación interna Dispositivo, pieza aplicada tipo BF con protección de desfibrilación.

Características

- * Compacto y portátil, interfaz de usuario amigable, fácil de usar
- * Rango del paciente: adulto, pediátrico, neonato
- * 24 horas de función de monitoreo ambulatorio de NIBP, hasta 350 grupos de datos ambulatorios de NIBP se pueden registrar por una vez.
- * Combinación perfecta de método de medición automático y manual, hasta 300 grupos de datos se pueden registrar por una vez por medida manual.
- * Pantalla TFT en color de alta definición, visibilidad fuerte
- * Mediante una interfaz de revisión de datos como "lista de datos", "gráfico de tendencias", "fuente grande", los datos del PNI están claros de un vistazo
- * Visualización de aviso de baja potencia, alarma, mensaje de error y tiempo
- * Suministre dos tipos de unidades: mmHg / kPa
- * La interfaz de pantalla se puede cambiar entre chino e inglés
- * La función de disposición de alarma de parámetros es opcional
- * Comuníquese con la PC, el software de la PC puede lograr la revisión de los datos, el análisis de los resultados medidos, la vista del gráfico de tendencias, la impresión de informes y otras funciones.

Características del software:

- * Conectarse al dispositivo mediante la interfaz USB.
- * Descargue el resultado de la medida NIBP del dispositivo terminal.
- * Visualización del gráfico de tendencias en forma de cuchara, gráfico de tendencias de tipo relleno, histograma, gráfico circular, gráfico de líneas de correlación.
- * Edite cada pieza de datos NIBP, y agréguele una anotación.
- * Edite información básica, consejos de médicos, instrucciones de estado de PNI, información actual sobre medicamentos, etc.
- * Impresión de informes de soporte y vista previa de impresión.

Accesorios incluidos:

- * Manguito para adulto 25-35cm,
- * Manguera NIBP,
- * Software de PC,
- * Manual de usuario,
- * Cable USB,
- * Estuche de tela con cintos.