

CARACTERISTICAS GENERALES:

El Nebulizador IH 21 Beurer funciona con la tecnología de aire comprimido que permite tratar las partículas con total eficiencia y practicidad. Gracias a la mascarilla para adultos y niños, es útil para toda la familia, e incluye un estuche en el que poder guardar los accesorios (para la nariz, para la boca, mascarilla para adultos, mascarilla para niños, tubo de aire comprimido extralargo y un filtro). Además es fácil de usar y desinfectar en pocos minutos. No espere más para hazerte con este producto.

TECNOLOGÍA DE AIRE COMPRIMIDO:

El producto dispone de un compresor que genera aire a presión que se dirige al inhalante que se va a atomizar. El chorro de aire desprende partículas del inhalante y se mezcla con aire adicional en el nebulizador. El inhalante se administra al paciente a través de una mascarilla o de un tubo para la boca. Esta tecnología hace que un mayor porcentaje de partículas de medicamentos líquidos entre en los pulmones, aproximadamente 0.3 ml en 1 minuto.

ALTA NEBULIZACIÓN:

- ✓ El Nebulizador desprende un alto número de partículas del fármaco que penetran muy profundamente en las vías respiratorias, de modo que la duración necesaria de inhalación es reducida. En un minuto, se desprenden 0.3 ml de medicamento.

ACCESORIOS INCLUIDOS:

- ✓ Una máscara para niños: cuenta con una máscara para niños que se puede intercambiar por la de adultos, dependiendo de las necesidades de cada familia y adaptándose perfectamente a éstas.
- ✓ Una máscara para adultos: cuenta con una máscara para adultos que se puede intercambiar por la de niños, dependiendo de las necesidades de cada familia y adaptándose perfectamente a éstas.
- ✓ Un accesorio para la nariz: cuenta con un accesorio para la nariz que se adapta a la perfección a las fosas nasales y le permitirá inhalar cómodamente el medicamento.
- ✓ Un accesorio para la boca: cuenta con un accesorio para la boca que le permitirá inhalar el medicamento de la forma más cómoda.
- ✓ Filtros de repuestos
- ✓ Un tubo extralargo

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Denominación del producto	Inhalador
Compartimento para guardar (integrado en el aparato)	Sí
Funcionamiento	Funcionamiento con conexión a la red eléctrica
Se puede desinfectar	Sí
Mascarilla para adultos	Sí
Mascarilla para niños	Sí
Producto sanitario	Sí
Tubo de boca	Sí
Tubo de nariz	Sí
Conexión eléctrica	230 V~, 50 Hz; 230 VA
Tamaño de las partículas	3,07 µm
Tecnología	Tecnología de aire comprimido con compresor de CA
Potencia de vaporización	Aprox. 0,3 ml/min.
Peso del producto	Aprox. 1,65 kg
Dimensiones del producto	30 x 18 x 10 cm
CE	Sí
Nombre comercial	Nebulizador beurer ih 21



