

CARACTERISTICAS GENERALES:

Es un equipo que divide los medicamentos líquidos en pequeñas gotas, las cuales se introducen en la fosas nasales por medio de una mascarilla.

- ✓ Compresor: Sin aceite y pistón libre de mantenimiento
- ✓ La alimentación de energía: 220V/230V – 50Hz/60Hz
- ✓ Consumo de energía: 170 VA
- ✓ Tasa de nebulización con 4 ml de solución de NaCL 0.9%: 0.40 ml / min
- ✓ Diámetro aerodinámico medio de masa: 2.44 m (DAMM)
- ✓ Ciclo de trabajo: Continuo
- ✓ Nivel de Ruido (norma EN 13544-1): 55 Db

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- ✓ Presión máxima: 2.5 bar 36 psi 250 kPa.
- ✓ Presión operacional: 1.1 bar.
- ✓ Flujo máximo de aire: 14 L/min.
- ✓ Flujo de aire de operación: 5 L/min.
- ✓ Fracción respirable ($<5\mu\text{m}$): $> 80\%$.
- ✓ Peso: 1,65 Kg.
- ✓ Tamaño (unidad principal): 14x12x22 cm.
- ✓ Nombre comercial: Nebulizador.

