

CARACTERISTICAS GENERALES:

- ✓ Estructura de metal reforzado.
- ✓ Interruptor de encendido con indicador visual.
- ✓ Fusible de protección. Soportes antideslizantes.
- ✓ Regulador de flujo de aire.
- ✓ Motor: Bomba de pistón libre de mantenimiento y lubricación.
- ✓ Accesorios:
- ✓ 01 máscara adulto y 01 pediátrica.
- ✓ 01 pieza bucal.
- ✓ 01 ductos o manguera de silicona autoclavable.
- ✓ 01 pipeta nebulizadora.

El nebulizador de uso continuo MODELO N32 es un equipo alimentado eléctricamente por corriente alterna y cuya finalidad es la administración de medicación al paciente en forma de aerosol, para el tratamiento de diversas afecciones respiratorias.

El equipo ha sido diseñado para utilizarse en pacientes de cualquier edad y que se encuentran al cuidado o bajo tratamiento por parte de un médico o profesional de la salud habilitado, con excepción de pacientes inconscientes o en casos donde sea peligrosa la dosis de droga administrada. Los entornos indicados para el uso incluyen los hospitales y cualquier centro médico.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- ✓ Presión máxima: 1.5 a 1.7 bar
- ✓ Flujo de aire de operación: 28 L/min.
- ✓ Funcionamiento continuo.
- ✓ Tasa de nebulización con 4ml de solución de NaCL 0.9%: 0.35ml/min.
- ✓ Fracción respirable ($<4.9\mu\text{m}$)
- ✓ Relación Ruido: 63.7 dBA.
- ✓ Dimensiones: 200mm (Ancho) x 225mm (Alto) x 120mm (fondo) aprox.
- ✓ Peso: 4.93 kg aprox.
- ✓ Voltaje de trabajo: 220-240 VAC/ 60 Hz.
- ✓ Potencia de consumo: 250W.
- ✓ Grado de protección: IPX0.
- ✓ Nombre comercial: Nebulizador ultrasónico.



