

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- ✓ Regulador de oxígeno de dos manómetros con cuerpo totalmente cromado que trabaja con gran precisión.
- ✓ Conexión CGA-540.
- ✓ Máxima presión de entrada de 3000 PSI.
- ✓ Diafragma durable de neopreno.
- ✓ Filtro sintetizado para extender la vida del regulador.
- ✓ Manómetro de 2" de diámetro de (0-15 Lpm) (500-4000 PSI)
- ✓ Manómetro con indicador de aguja analógico (Válvula estándar).
- ✓ Válvula de seguridad interna (sobre presión).
- ✓ Conexión de ingreso: CGA-540.
- ✓ Conexión de salida: DISS 1240.

ACCESORIOS:

- ✓ Regulador de Oxigeno de 2 Manometros
- ✓ Frasco Humificador
- ✓ Cánula Binasal

