

Resucitador manual reutilizable



Adulto 1600 ml con 60 H2O POP-OFF

RE-25186 Resucitador manual silicona reutilizable con asa adulto 1600ml

Besmed manual resucitador está diseñado para proporcionar **respiración y ayuda eficaz**. Su seguro de construcción simple hace adecuado para su uso en situaciones agudas. Diseñado para ser utilizado en la respiración artificial y resucitación cardio pulmonar, utilizado en las áreas de emergencia, hospitalización, sala de operaciones, ambulancias. Resistente al uso frecuente, de fácil manejo y desinfección.

Características

- Material 100% silicona de nivel médico. Componentes libres de látex.
- Las características autoclavables y reutilizables proporcionan un uso económico.
- La válvula de admisión todo en uno se conecta directamente a la bolsa de depósito de oxígeno.
- Están disponibles accesorios adicionales y etiquetas personalizadas.
- Disponible con correa de mano integrada para comodidad del usuario y control completo.
- Depósito de silicona semitransparente esterilizable en autoclave de 1600ml.
- Válvula de paciente (pico de pato) con sistema de pivote.
- Válvula limitadora de presión: ISO ID 15mm, 22mm OD (RELIEF).
- Se puede conectar un manómetro y una válvula PEED de 5-20 cmH2O.
- Válvula de alivio POP-OFF de 60 cmH2O (tipo L) de oxígeno duradera (polisulfona) adultos.
- Concentración de oxígeno de 99% administrado con bolsa reservorio de oxígeno.
- Volumen bolsa reservorio de oxígeno desechable 2500ml.
- Conexiones estándar para mascarillas y tubos endotraqueales.
- Muerto-espacio: sin reinspiración.
- Mascarilla facial de silicona, completamente transparente con bordes anatómicos tipo acojinados.
- Peso paciente > 30kg.
- Temperatura recomendada 18°C -/+60°C.
- Esterilización en autoclave a 134°C.
- Certificados: Normas ISO 9001 y 13485; marca CE enumerados; aprobado por la FDA.



Válvula de seguridad 60cmH2O



Válvula de alivio de presión 60cmH2O



Puerto MDI

Piezas incluidas

- RE-25186 Resucitador de silicona para adulto de 1600 ml con 60 H2O POP-OFF.
- SM-86151 Mascarilla de silicona #5.
- BR-62625 Bolsa de reservorio de oxígeno desechable de 2500 ml.
- OT-83120 Tubo de oxígeno desechable de 2 metros.
- RE-21345 Válvula peed durable 5-20 cmH2O (15mm) azul.
- RE-21184 Válvula de paciente con Válvula de alivio (POP-OFF de 60cmH2O)
- CS-67301 Estuche (maletín) almacenamiento.
- Manual de usuario.



Embalaje

- RE-25186 contiene 10 piezas/caja

Accesorios adicionales

- RE-21450 Manómetro desechable tipo L 0-60 cmH2O.
- SM-86131 Mascarilla de silicona #3.
- SM-86141 Mascarilla de silicona #4.
- CT-10002 + CT-14314 Tubo de silicona con conector + Adaptador recto para corrugado (Reservorio abierto).
- CT-13180 Conector en T MDI reutilizable (para medicamentos).
- BR-62320 Bolsa de reservorio de oxígeno reutilizable de silicona de 2.0l.



Manómetro de presión



Mascarilla #3 y #4



Corrugado 15cm (reservorio abierto)



Conector MDI



Bolsa ox silicona 2.0l